



# BactiFAST

## مطهر الأسطح الحساسة و الأرضيات

Mixture of benzyldimethyldodecylammonium chloride 5 g / 100 g, Ethanol 70% and water.



عبوة ال 1 لتر (1000 مل) تنتج من 20 إلى 50 لتر محلول جاهز للاستخدام حسب مكان الاستخدام

التركيزات المناسبة لكل استخدام

مكان الاستخدام	كمية السائل المركز كمية الماء	نوع المياه	قوة المحلول و ملاحيته	الوقت المستغرق للتطهير	المسح أو الغسل بالماء بعد الاستخدام
الأسطح الحساسة - كراسي الأسنان و غرف العمليات 	50 مل (مركز) لكل 950 مل ماء ينتج = 1 لتر من المحلول الجاهز للاستخدام لتحضير عدد معين (س) من لترات المحلول: الجاهز للاستخدام: س 50 X مل (مركز) + س 950 X مل (ماء)	مياه الشرب (البانقا) 	محلول جاهز للاستخدام بقوة 5% فاعلية المحلول المخفف 7 أيام	1 دقيقة	لا داعي
أرضيات المستشفيات و عيادات الأسنان و مصانع الأغذية 	20 مل (مركز) لكل 980 مل ماء ينتج = 1 لتر من المحلول الجاهز للاستخدام لتحضير عدد معين (س) من لترات المحلول: الجاهز للاستخدام: س 20 X مل (مركز) + س 980 X مل (ماء)	مياه الصنبور أو مياه الشرب (البانقا) 	محلول جاهز للاستخدام بقوة 2% فاعلية المحلول المخفف 7 أيام	من: 10 دقائق إلى 15 دقيقة	لا داعي